


# ULINE H-9460 EYEWASH DRENCH HOSE – WALL MOUNT

1-800-295-5510  
uline.com




## TOOLS NEEDED



Electric Drill




1/4" Drill Bit



Phillips Screwdriver


## PARTS



8' Hose x 1




Handle x 1




Wall Bracket x 1



Screw x 4



Spray Head x 2



Squeeze Valve x 1

## SAFETY



**CAUTION!** In the event of a chemical splash or spill, affected area of the victim's body must be flushed immediately for at least 15 minutes. For chemical spills to the eyes, user should hold eyes open as wide as possible to permit water to reach all areas around the eye.



**CAUTION!** Rinsing affected area for 15 minutes is only the first step in treating exposure to a hazardous chemical. Following rinsing, victim should be examined and treated by a doctor or other trained medical specialist as soon as possible.

## INSTALLATION




**NOTE:** Unit should be installed by licensed plumber.



**NOTE:** Thoroughly clean and flush supply line prior to installing unit. Pipe shavings, scale, tape and other debris can be carried through a pipe and into unit when system is activated. This debris can damage valve components and interfere with proper operation of the valve.

- The water supply line should have outside diameter of at least 1/2" and should be copper or other corrosion-resistant material.

- Unit has a 3/8" NPT male thread on inlet. (See Figure 1) Use Teflon® tape or other pipe sealant to seal thread. Do not apply sealant in a way that will allow it to enter into unit.



## INSTALLATION CONTINUED



**NOTE:** Install unit with adequate clear space around. In an emergency, unit should be readily accessible to the user without interference from other equipment, such as mixing faucets, pegboards, instrumentation, etc.



**NOTE:** Install unit so handle and spray heads face forward toward user.



**NOTE:** No sharp edges, corners or objects should rub against hose. Ensure unit is accessible from wall on which it is installed.



**NOTE:** Unit must pull out easily from wall bracket without restriction. Keep hose free from obstructions to prevent hose from kinking.

## MAINTENANCE



**NOTE:** Unit must be inspected on a regular basis.

**Weekly Activation:** This is required by the provisions of ANSI Z358.1-2014.

**Monthly Maintenance Inspection:** This should incorporate the recommended weekly activation of the unit, as well as a thorough inspection of the unit to ensure that it is in good operating condition and showing no signs of wear. Pay attention to the spray heads, valve and hose assembly.

**Annual Compliance Inspection:** All emergency equipment should be inspected at least annually to verify continued compliance with the provisions of ANSI Z358.1-2014.

Clean unit using only a soft cloth and soapy water. Do not use abrasives, detergents or other cleaners that can damage the finish on the unit.



**WARNING!** Never use cleaning agent that contains ammonia near a laboratory service fitting or emergency eyewash unit, as ammonia will aggressively corrode brass contained in these products.


**ULINE**

1-800-295-5510  
uline.com

**ULINE** H-9460

# LAVAJOS CON MANGUERA DE ENJUAGUE – INSTALACIÓN EN PARED

800-295-5510  
uline.mx




## HERRAMIENTAS NECESARIAS



Taladro Eléctrico




Broca de 1/4"



Desarmador de Cruz


## PARTES



1 Manguera de 8'




1 Mango




1 Soporte de Instalación en Pared



4 Tornillos



2 Cabezales Difusores



1 Válvula de Presión

## SEGURIDAD



**¡PRECAUCIÓN!** En caso de salpicaduras o derrames de productos químicos, el área afectada del cuerpo debe enjuagarse inmediatamente durante al menos 15 minutos. En el caso de derrames de productos químicos en los ojos, el usuario debe mantener los ojos abiertos lo más posible para permitir que el agua llegue a todas las áreas alrededor del ojo.



**¡PRECAUCIÓN!** Enjuagar el área afectada durante 15 minutos es solo el primer paso para tratar la exposición a una sustancia química peligrosa. Después del enjuague, el afectado debe consultar a un médico y recibir tratamiento lo antes posible.

## INSTALACIÓN




**NOTA:** La unidad debe instalarla un plomero certificado.



**NOTA:** Limpie y enjuague a fondo la línea de suministro antes de instalar la unidad. Cuando el sistema está activado pueden pasar a través de la tubería astillas, sarro, cinta y otros residuos y entrar a la unidad. Estos residuos pueden dañar los componentes de la válvula e interferir con su correcto funcionamiento.

- La línea de suministro de agua debe tener un diámetro exterior de 1/2" como mínimo y debe ser de cobre u otro material resistente a la corrosión.

- La unidad tiene una rosca estándar macho de 3/8" en la entrada. (Vea Diagrama 1) Use cinta Teflon® u otro sellador de tuberías para sellar la rosca. Aplique el sellador evitando que entre en la unidad.



## CONTINUACIÓN DE INSTALACIÓN



**NOTA:** Instale la unidad con suficiente espacio libre alrededor. En una emergencia, la unidad debe tener fácil acceso para el usuario sin interferencia de otros equipos, como llaves mezcladoras, paneles ranurados, instrumentación, etc.



**NOTA:** Instale la unidad de modo que el mango y los cabezales difusores miren hacia el usuario.



**NOTA:** Bordes, esquinas u objetos afilados no deben rozar la manguera. Asegúrese de que la unidad sea accesible desde la pared en la que se instala.



**NOTA:** La unidad debe extraerse fácilmente del soporte de pared sin restricción de acceso. Mantenga la manguera libre de obstrucciones para evitar que se tuerza.

## MANTENIMIENTO



**NOTA:** La unidad debe inspeccionarse periódicamente.

**Activación Semanal:** Esto es requerido por las disposiciones de ANSI Z358.1-2014.

**Inspección de Mantenimiento Mensual:** Esto debe incorporar la activación semanal recomendada de la unidad, así como una inspección minuciosa para asegurarse de que esté en buenas condiciones de funcionamiento y no muestre signos de desgaste. Preste atención a los cabezales difusores, la válvula y partes de la manguera.

**Inspección de Cumplimiento Anual:** Todo equipo de emergencia debe inspeccionarse al menos una vez al año para verificar su cumplimiento continuo de las disposiciones de ANSI Z358.1-2014.

Limpie la unidad con un paño suave y agua jabonosa. No utilice abrasivos, detergentes u otros limpiadores que puedan dañar el acabado de la unidad.



**¡ADVERTENCIA!** Nunca use un producto de limpieza que contenga amoníaco cerca de un accesorio de servicio de laboratorio o unidad de lavado de ojos de emergencia, ya que el amoníaco corroerá agresivamente el latón contenido en estos productos.


**ULINE**

800-295-5510  
uline.mx

# ULINE H-9460

## DOUCHE OCULAIRE À TUYAU – FIXATION MURALE

1-800-295-5510  
uline.ca




### OUTILS REQUIS



Perceuse électrique




Mèche de perceuse de 1/4 po



Tournevis cruciforme


### PIÈCES



Tuyau de 8 pi x 1




Poignée x 1




Support mural x 1



Vis x 4



Tête de pulvérisation x 2



Vanne de pulvérisation x 1

### SÉCURITÉ



**MISE EN GARDE!** En cas d'éclaboussure ou de déversement de produits chimiques, la partie du corps de la victime doit être immédiatement rincée pendant au moins 15 minutes. En cas de déversement de produits chimiques dans les yeux, l'utilisateur doit tenir les yeux ouverts aussi largement que possible pour permettre à l'eau d'atteindre toutes les zones autour de l'œil.



**MISE EN GARDE!** Le rinçage de la zone affectée pendant 15 minutes est uniquement la première étape du traitement de l'exposition à un produit chimique dangereux. Après le rinçage, la victime doit être examinée et traitée par un médecin ou un autre spécialiste médical qualifié dès que possible.

### INSTALLATION



**REMARQUE :** L'appareil doit être installé par un plombier agréé.




**REMARQUE :** Nettoyez et rincez soigneusement la conduite d'alimentation avant d'installer l'appareil. Des copeaux de tuyaux, du tartre, du ruban adhésif et d'autres débris peuvent être transportés dans un tuyau et dans l'appareil lorsque le système est activé. Ces débris peuvent endommager les composants de la vanne et nuire à son bon fonctionnement.

- La conduite d'alimentation en eau doit avoir un diamètre extérieur d'au moins 1/2 po et doit être en cuivre ou autre matériau résistant à la corrosion.

- L'appareil est doté d'un filetage NPT mâle de 3/8 po à l'entrée. (Voir Figure 1) Utilisez du ruban Teflon<sup>MD</sup> ou un autre produit d'étanchéité pour tuyaux pour sceller le filetage. Appliquez le produit d'étanchéité de manière à ce qu'il ne puisse pas s'introduire dans l'appareil.

Figure 1



## INSTALLATION SUITE



**REMARQUE :** Installez l'appareil en laissant suffisamment d'espace libre autour. En cas d'urgence, l'appareil doit être facilement accessible à l'utilisateur sans interférence avec d'autres équipements, tels que les robinets mélangeurs, les tableaux d'affichage, les instruments, etc.



**REMARQUE :** Installez l'appareil de façon à ce que la poignée et les têtes de pulvérisation soient orientées vers l'avant, vers l'utilisateur.



**REMARQUE :** Aucun bord, coin ou objet pointu ne doit toucher le tuyau. Assurez-vous que l'appareil est accessible depuis le mur sur lequel il est installé.



**REMARQUE :** L'appareil doit pouvoir être retiré facilement du support mural sans obstacle. Gardez le tuyau libre de toute obstruction pour éviter qu'il ne se plie.

## ENTRETIEN



**REMARQUE :** L'appareil doit être inspecté régulièrement.

**Activation hebdomadaire :** Ceci est requis par les dispositions de la norme ANSI Z358.1-2014.

**Inspection mensuelle de maintenance :** Cette opération doit comprendre l'activation hebdomadaire recommandée de l'appareil, ainsi qu'une inspection approfondie de l'appareil pour s'assurer qu'il est en bon état de fonctionnement et ne présente aucun signe d'usure. Portez une attention particulière aux têtes de pulvérisation ainsi qu'à l'ensemble de la vanne et du tuyau.

**Inspection annuelle de conformité :** Tous les équipements d'urgence doivent être inspectés au moins une fois par an pour vérifier leur conformité aux dispositions de la norme ANSI Z358.1-2014.

Nettoyez l'appareil en utilisant uniquement un chiffon doux et de l'eau savonneuse. N'utilisez pas de produits abrasifs, de détergents ou d'autres nettoyants qui pourraient endommager le fini de l'appareil.



**AVERTISSEMENT!** N'utilisez jamais de produit de nettoyage contenant de l'ammoniac à proximité d'un raccord de service de laboratoire ou d'une douche oculaire d'urgence, car l'ammoniac corrode de manière agressive le laiton contenu dans ces produits.

**ULINE**

1-800-295-5510

uline.ca